

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EU-säädös No 453/2010

23.7. 2012

Versio no: 5

OSA1: Tuotteen, valmistajan ja komponenttien yksilöinti

1.1 Tuote Tuotenimi	Clinell puhdistus- ja desinfiointipyyhkeet CSW200, CSW40, CWCP50, CW50, CUSWM140, CWTUB100, CWTUB100R, CWBUC225, CWBUC225R, CWSS20, CMHC1
1.2 Käyttö Käyttötarkoitus	Clinell puhdistus- ja desinfiointispray CDS500 ja CHR660 Puhdistus- ja desinfiointipyyhkeet ja -aineet
1.3 Valmistajan tiedot Valmistaja	GAMA Healthcare Ltd Unit 2, The Exchange Brent Cross Gardens London NW4 3RJ United Kingdom Tel: +44 (0) 845 2011 644 Email: info@gamahealthcare.com

OSA 2: Haittojen yksilöinti

2.1 Ainesosan tai seoksen luokitus

Luokitus säädöksen (EC) 1272/2008 mukaan	Ei haitallinen
Luokitus direktiivin 1999/45/EEC mukaan	Ei haitallinen
Terveysvaikutukset	Saattaa ärsyttää silmiä

2.2 Etiketointivaatimukset

Ei

2.3 Muut haitat

OSA 3: Koostumus/ainesosat

3.2 Seokset

Selvitettävät komponentit	Osuus (%)	EC No.	CAS No.	Teollisuustason luokitus	
				67/548/EEC	1272/2008
Benzalkonium kloridi	0.45	270-325-2	68424-85-1	Xn; R21, R22, C; R34, N; R50	Akuutti toksisuus Tox 4; H302, H312; Iho Corr 1: H400 H314; Vesistö
Didecyyli-dimetyyli ammoniumkloridi	0.40	230-525-2	7173-51-5	Xn; R21, R22	Akuutti toksisuus 4:H302, Iho Corr 1B; H314;

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Clinell puhdistus- ja desinfiointipyyhe yleiskäyttöön (Clinell Universal Sanitising Wipe)

EU-säädös No 453/2010
23.7. 2012

Versio no: 5

Polyheksametyleeni biguanidi (PHMB)	0.10	NA	27083-27-8	Xn; R22, Xi; R37-R38, R43, N; R50-R53	Akuutti toks. 4: H302, Ihoärsytys 2: H315; Ihoherkkyys 1: H317; Silmävaurio 1:
-------------------------------------	------	----	------------	---------------------------------------	---

Muut komponentit:

Vesi >75 %
Lisäaineet <1 % kutakin

R-lausekkeet on esitetty Osassa 16

OSA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Toimenpiteen kuvaus

Hengitys

Nesteen teollisessa käytössä: Jos haitallisia vaikutuksia ilmenee, on poistettava vaikutusalueelta ja huolehdittava raittiin ilman saannista. Mikäli vaikutus jatkuu on hakeuduttava lääkäriin.

Ihoaltistus

Tuote on dermatologisesti testattu. Nesteen teollisessa käytössä riisuttava saastuneet vaatteet ja puhdistettava vaikutusalue saippualla ja vedellä. Mikäli ärsytys jatkuu on hakeuduttava lääkäriin. Saastuneet vaatteet on pestävä ennen uudelleen käyttöä.

Silmäaltistus

Nesteen teollisessa käytössä silmäkontaktitapauksessa huuhdeltava silmä juoksevalla, puhtaalla vedellä ja räpyteltävä silmiä. Mikäli ärsytys jatkuu, on hakeuduttava lääkäriin

Nauttiminen

Nesteen teollisessa käytössä nielimistapauksessa on suu huuhdeltava perusteellisesti ja juotava vettä. Mikäli on kyse merkittävästä määrästä (esim. enemmän kuin teelusikallisesta), tai jos esiintyy oireita, on hakeuduttava lääkäriin. Älä yritä aikaansaada oksennusta ellei lääketieteen ammattilainen sitä suosita.

4.2 Tärkeimmät oireet, akuutit ja myöhemmät

Saattaa aiheuttaa silmä-ärsytystä

4.3 Tarvittavat lääketieteelliset toimenpiteet

Hoidetaan oireiden mukaisesti

OSA 5: Paloturvallisuusmenettely

5.1 Sammutusaineet

Vesisuihku, hiilidioksidi, sammutusvahto ja -jauhe.
Poista astiat tulesta tai jäähdytä vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Clinell puhdistus- ja desinfiointipyyhe yleiskäyttöön (Clinell Universal Sanitising Wipe)

EU-säädös No 453/2010

Versio no: 5

23.7. 2012

5.2 Erityishaitat

Tuote on vesipohjainen, ei syttyvä eikä räjähtävä. Kuumennettaessa tuote voi hajota ja aiheuttaa savua ja myrkyllisiä kaasuja

5.3 Sammutusohjeita

Suojauduttava suojavaatetuksella ja hengityssuojalla.

OSA 6: Yllättävät, teollisen mittakaavan päästötilanteet

6.1 Henkilökohtaiset varotoimenpiteet, suojavaarusteet ja menettelyt

Teollisen mittakaavan päästöissä täydellinen suojavaarustus.

6.2 Ympäristönsuojelutoimenpiteet

Estä nesteen pääsy vesistöihin ja viemäriin hiekasta tai muusta absorhentista materiaalista tehdyllä pengerryksellä. Ota yhteys viranomaisiin, vesilaitokselle ja jätevesilaitokseen jos tapahtuu merkittävä saastuminen

6.3 Menettelyt ja materiaalit keräämiseen ja puhdistukseen

Pysäytä vuoto tai päästö. Puhdista vuotanut aine mahdollisimman pikaisesti. Pienet päästöt voidaan puhdistaa normaaleilla siivousvälineillä. Suuremmat päästöt puhdistetaan sopivilla välineillä, kuten absorbenteilla aineilla tai pumppaamalla. Keräysjäte varastoidaan sopiviin astioihin ja jätehuoltomääräysten mukaan hävitetään. Saastuneet pinnat pestään vedellä ja avesi hävitetään kerätyn jätteen mukana.

6.4 Viittaukset muihin osiin

Henkiökohtaiset suojavaarusteet, katso Osa 8.
Hävittäminen, katso Osa 13

OSA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn varotoimenpiteet

Nesteen teollisessa käytössä vältä silmä- ja ihokontaktia. Huolehdi suojavaatetuksesta Osan 8 mukaan. Hyvä yleisilmastointi on suositeltava.

7.2 Turvallisen varastoinnin

Varastoi viileässä, kuivassa, hyvin tuuletetussa paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta. Älä päästä jäätymään. Pidä astia suljettuna jos ei käytetä.

7.3 Määritelty käyttökohteet

Määritelty Osassa 1.2

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Clinell puhdistus- ja desinfiointipyyhe yleiskäyttöön (Clinell Universal Sanitising Wipe)

EU-säädös No 453/2010

23.7.2012

Versio no: 5

OSA 8: Altistuksen ehkäisy/henkilökohtainen suojaus

8.1 Kontrolliparametrit

EU -raja Ei

8.2 Altistuksen ehkäisy

Tekninen ehkäisy
Nesteen teollisessa käytössä hyvä tuuletus on suositeltavaa

Henkilökohtainen suojavarustus
Nesteen ammattimaisessa käytössä henkilökohtaisen suojavarustuksen tarpeen tulisi perustua työpaikan riskiarvioon käyttötarkoituksesta. Suojauduttava silmäkontaktilta vaatimukset täyttävillä suojalaseilla.

Ympäristön altistumisen ehkäisy
Ei saatavilla

OSA 9: Fyysiset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Perusinformaatio fyysisistä ja kemiallisista ominaisuuksista

Ulkonäkö	Kostea kuitukangasliina
Haju	Heikko ”Vihreä tee” tuoksu
Hajukynnys	N/A
pH	5-8
Sulamis/jäätymispiste	n. 0°C
Kiehumispiste/alue	n. 100°C
Leimahduspiste	Vesipohjainen tuote, ei leimahtava
Haihtumisaste	Vesipohjainen tuote, ei sovellettavissa
Syttyminen (kiinteä, kaasu)	Vesipohjainen tuote, ei syttyvä
Syttymisherkyys/räjähävyys	Ei tietoa saatavilla
Höyryn paine	24 mmHg (25°C) (vesi)
Suhteellinen tiheys	Ei tietoa saatavilla

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Clinell puhdistus- ja desinfiointipyyhe yleiskäyttöön (Clinell Universal Sanitising Wipe)

EU-säädös No 453/2010

23.7.2012

Versio no: 5

Liukenevuus	Neste on veteen liukeneva
Itsesyttymislämpötila	Ei tietoa saatavilla
Hajoamislämpötila	Ei tietoa saatavilla
Viskositeetti	Ei tietoa saatavilla
Räjähätyvyys	Vesiliukoinen tuote, ei räjähtävä
Hapettavuus	Vesiliukoinen tuote, ei hapettava
9.2 Muu tieto	Ei saatavilla

OSA 10: Stabiiteetti ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Tietoa ei saatavilla

10.2 Kemiallinen stabiiteetti

Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa.

10.3 Mahdolliset haitalliset reaktiot

Tietoa ei saatavilla

10.4 Vältettävät olosuhteet

Ei

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Hapettavat aineet. Kontakti anionisten aineiden kanssa heikentää tuotteen tehoa.

10.6 Haitalliset hajoamistuotteet

Ei tiedossa

OSA 11: Toksikologinen informaatio

Valmisteen toksikologisia vaikutuksia ei ole tutkittu Tunnettuihin ainesosien vaikutuksiin perustuen tuote luokitellaan terveysvaikutuksiltaan kohdan 11.1. mukaisesti

11.1 Toksikologiset vaikutukset

Akuutti toksisuus

Ei luokiteltu vahingolliseksi hengitys- tai ihoaltistuksessa tai nauttimisessa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Clinell puhdistus- ja desinfiointipyyhe yleiskäyttöön (Clinell Universal Sanitising Wipe)

EU-säädös No 453/2010

23.7.2012

Versio no: 5

Ärsyttävyys

Pidentynyt tai toistuva ihoaltistus saattaa aiheuttaa ärsytystä. Miedosti silmiä ärsyttävä.

Syövyttävyys

Tietoa ei saatavilla

Herkistävyys

Tietoa ei saatavilla

Toistuva annostoksisuus

Tietoa ei saatavilla

Karsonogeenisyys

Tietoa ei saatavilla

Mutageenisuus

Tietoa ei saatavilla

OSA 12: Ekologisuus-informaatio

Ekotoksisuustietoa ei ole määritelty tälle tuotteelle, mutta komponenttien toksisuustietojen perusteella se ei ole luokiteltu vahingolliseksi

12.1 Toksisuus

Tietoa ei saatavilla

12.2 Pysyvyys/hajoavuus

Tietoa ei saatavilla

12.3 Biokertyvyys

Tietoa ei saatavilla

12.4 Kulkeutuminen maaperässä

Tietoa ei saatavilla

12.5 PBT ja vPVP arvion tulokset

Tietoa ei saatavilla

12.6 Muut vaikutukset

Tietoa ei saatavilla

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Clinell puhdistus- ja desinfiointipyyhe yleiskäyttöön (Clinell Universal Sanitising Wipe)

EU-säädös No 453/2010

23.7.2012

Versio No: 5

OSA 13: Hävittäminen

13.1 Jätteen hävittäminen

Tuote voidaan hävittää viemäroinnin kautta sekä viemällä kaatopaikalle tai polttamalla energiajätteen polttolaitoksissa. Hävitys on tehtävä vaatimusten mukaan.

Teollisuudessa kemiallista jätettä yleisesti pidetään erikoisjätteenä ja hävittäminen on tapahduttava EU:n jätehuoltosäädösten mukaan. Suositellaan tarvittaessa yhteydenottoa jätehuoltoyhtiöön

OSA 14: Kuljetus

Ei luokiteltu

OSA 15: Viranomaismääräykset

15.1 Nesteen turvallisuus, terveys- ja ympäristösäädökset

Työpaikan altistusrajat EH40. EU-säädös No 1272/2008 16.12.2008 luokitukselle, etiketöinnille sekä nesteen pakkaukselle, muuttaa ja korvaa direktiivit 67/548/EEC ja 1999/45/EC ja muuttaa säädöksen No 1907/2006 muutoksin.

15.2 Kemiallinen turvallisuusarviointi

Ei saatavilla

OSA 16: Muu tieto

Revisiot

Tämä on viides versio jossa on mainittu muutokset viranomaismääräyksissä.

Luokitusperusteet

Neste on itseluokiteltu ainesosista saavilla olevien tietojen perusteella.

R-lauseet

Xn: vahingollinen, C: syövyttävä, N: vahingollinen ympäristölle, R21: haitallinen ihokontaktissa, R22: haitallinen nieltynä, R34: aiheuttaa palovammoja, R50: Erittäin myrkyllinen vesieliöille. R50-53: Erittäin myrkyllinen vesieliöille, voi aiheuttaa pitkän aikavälin haittoja.

Vahingollisuus-lauseet

H302: vahingollinen nieltynä, H312: vahingollinen ihokontaktissa, H314: aiheuttaa iho- ja silmävaurioita, H315: aiheuttaa aihon ärsytystä, H317: saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion, H400: erittäin myrkyllinen vesieliöille, H410: Erittäin myrkyllinen vesieliöille, voi aiheuttaa pitkän aikavälin haittoja.



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Clinell puhdistus- ja desinfiointipyyhe yleiskäyttöön (Clinell Universal Sanitising Wipe)

EU-säädös No 453/2010
23.7.2012

Versio no: 5

Vastuuvapauslauseke: Tämä informaatio perustuu olemassa olevaan, valmistajan parhaaseen tietoon. Se liittyy tässä annettuun tuotteeseen ja sen ainesosiin eikä mihinkään muuhun prosesseihin tai käyttökohteisiin. Tämä informaatio ei anna takuuta eikä siirrä juridista vastuuta tuotteen käytöstä valmistajalle eikä maahantuojalle